

VEINOPLUS® SPORT

Veino plus sport er et unikt Dual recovery concept. Det er et 30 minutters program, der er specielt udformet så det både behandler og forbedrer musklernes ydeevne. Det kan bruges til alle sportsgrene.

Placeret på lægmusklerne vil det give en global recovery takket være lægmuskulens pumpefunktion også kaldet det andet hjerte. Bruges det på andre muskler vil det give en lokal recovery.



Det dobbeltvirkende koncept giver:

1 Global recovery (lægmuskler)

Virkning: systematisk recovery, ved at accelerere processen med at få syre ud

2 Lokal recovery (andre muskler)

Virkning. Smerte lindring, forhindrer DOMS (Delayed Onset Muscle soreness) og kramper.

Hvornår skal jeg bruge det?

Efter træningssessioner
Under konkurrencer
Under transport

Hvordan virker det?

- 1 Sæt elektroderne på læggene for global recovery eller andre muskler for local recovery.
- 2 Øg intensiteten langsomt for derved at se og føle en dyb muskelkontraktion.
- 3 Det er nemt at bruge: et enkelt program, der slukker automatisk efter 30 minutter. Du kan stoppe stimulationen på hvilket som helst tidspunkt, Veino plus tager kun få minutter for at være effektivt.
- 4 Der er ingen risiko for at bruge det for meget. Jo mere du bruger det des bedre.

Må ikke benyttes i forbindelse med pacemaker eller implanteret defibrillator. Ved tvivl konsulter din læge.

POWER CUFFS



Manchetter i stræk materiale med indbygget elektrode: Perfekt tilbehør til VEINOPLUS® Sport enheden. Håndvaskes og kan bruges gentagne gange. Breder kontakt flade. Nem at bruge, passer til læg omfang mellem 30 & 45 cm. Fugt før brug.



Ref: 3401053849108



VEINOPLUS® Pakke elektroder
Kompatibel med alle VEINOPLUS® enheder. Et par bio-kompatible elektroder, selvklæbende, kan genbruges op til 20/30 gange.
Størrelse : 8 x 13cm

Ref: 3401042705354

Tilbehør



Content : VEINOPLUS® SPORT device - Instruks manual – 1 par elektroder – ledning – 9V batteri – Pose – bærerem

Ref: 3401060242145