

Handyflex® Who



Individuelt fremstillet dynamisk ortose i kulfiber, der som en fjeder understøtter håndens bevægelser. Fjederens stivhed og form designes fuldstændig til den enkeltes behov. Den kan forsynes med tommelstøtte og fingerstøtte om nødvendigt. Den er nem at tage af og på og kan anvendes i vand.

Indikationer: Drophånd, Kronisk Polyartitis, følge efter frakturer, sene og ledbåndsskader og atroseskader.

Kontraindikationer: Bandagisten vurderer nøje i det enkelte tilfælde.



Handyflex® Who

Bandagisten analyserer det aktuelle behov, og designer derefter udformningen af ortosen og bevægelsesfrihed.

Håndskinnen laves individuelt på vores tekniske afdeling efter bandagistens måltagning. Den fabrikeres i kulfiber.



BANDAGIST JAN NIELSEN A/S

Frederiksborggade 23 · 1360 København K · Tlf. 33 11 85 57 · Fax 33 32 02 16

Sundholmsvej 73 · 2300 København S · Tlf. 32 57 45 30 · Fax 32 57 45 29

linik@bjn.dk