




Let design i plast. Ortosen er superlet og flytbar med en meget tynd, fleksibel sål. Den har kontrolleret bevægelse i ankelleddet, samt god Valgus/Varus-kontrol. Med sin ringe størrelse har ProPrio AFO® meget stor kosmetisk acceptans. Den er specielt udviklet med henblik på det proprioceptive aspekt, da hæl og forfod er direkte i underlaget i gangfasen. Passer i det mest almindelige fodtøj og kan monteres med en hånd.

Indikationer: Peronæus Parese, Hemiplegi, Multiple Sclerosis, Polio og andre neurologiske lidelser m.v.

Kontraindikationer: Diabetes, kraftigt spasticitet, kraftigt ødem, lav sensibilitet.



ProPrio AFO®

Bandagisten analyserer det aktuelle behov, og designer derefter udformningen af ortosen og bevægelsesfrihed.

Skinnen laves individuelt på vores tekniske afdeling efter bandagistens måltagning. Den fabrikeres i plast.

