



Siliconemanchet som stumpforbinding


Der findes mange forskellige typer siliconemanchetter der kan anvendes som stumpforbinding eller som alternativ dertil, både til crus- og femuramputerede. De er nemme at sætte på stumpen, og sidder altid ens, uanset hvem der ruller dem på.




1. Vend vrangen udad



2. Placér koppen præcis på stumpenden.



3. Skub og rul forsigtigt manchetten over stumpen



4. ... og rul manchetten helt op over knæet. Manchetten skal nu slutte tæt omkring stumpen.

Bandagist Jan Nielsen A/S

Ortopædisk Bandageri



Frederiksborggade 23, 1360, København K

Tidsbestilling +45 3311 8557

Klinik@bjn.dk

www.bjn.dk

Vi er stolte af at støtte

| Dansk Røde Kors | SOS Børnebyerne | Kræftens Bekæmpelse |