

## VEINOPLUS® V.I.

### Veino plus V.I.

Venøse sygdomme er en meget almindelig tilstand, der kan give mange forskellige symptomer, alt efter hvor alvorlig sygdommen er ...

**Veinoplus V.I.** stimulation er patenteret teknologi til stimulation af lægmusklerne. Det giver den bedste udnyttelse af vores lægmuskulaturens pumpefunktion, også kaldet vores andet hjerte. Veinoplus teknologien flytter grænsen for, hvad EMS (Electrical Muscular Stimulation) kan gøre for venøs insufficiens.

30 minutters programmet er udformet for følgende indikationer:

#### 1 Symptomer af venøs insufficiens :

- Ømme lægge
- Hævede og ødematøse underben
- Sår på grund af venøs insufficiens
- Nattekrampe i underben
- Urolige ben. "restless legs"

#### 2 Situationer, hvor der er forhøjet risiko :

- Længerevarende stående eller siddende stilling
- Længerevarende flyveture
- Immobilisation af benene
- Åreknuder
- Overvægt
- Graviditet

### Hvornår kan jeg bruge Veinoplus V.I.

Veinoplus V.I. kan bruges til at behandle symptomer på venøs insufficiens i alle stadier af sygdommen.

Forebyggende kan det bruges i forbindelse med følgende situationer: nedsat mobilitet, stående stilling, graviditet, lange rejser, og overvægt.

### Hvordan virker det?

- 1 Sæt elektroderne på det eller de ramte ben, i siddende eller halvt siddende stilling
- 2 Øg intensiteten langsomt for derved at se og føle en dyb muskelkontraktion
- 3 Det er nemt at bruge: et enkelt program, der slukker automatisk efter 30 minutter
- 4 Der er ingen risiko for at bruge det for meget. Jo mere du bruger det des bedre.

**Må ikke benyttes i forbindelse med pacemaker eller implanteret defibrillator.** Ved tvivl konsulter din læge.



Se dokumentationen på vores hjemmeside [www.adremtechnology.com](http://www.adremtechnology.com)



Pakken indeholder : VEINOPLUS® V.I. enhed – Instruks manual – 1 par elektroder – ledning – 9V batteri – Pose - bærerem

Ref: 3401048883186

### Tilbehør



VEINOPLUS® Pakke elektroder  
Kompatibel med alle VEINOPLUS® enheder. Et par bio-kompatible elektroder, selvklæbende, kan genbruges op til 20/30 gange.  
Størrelse : 8 x 13cm

Ref: 3401042705354