

DAFO (Dynamisk AFO)



Lille dynamisk AFO i plast. DAFO designes til at give bedst mulige proprioceptive feedback til brugeren, og kan desuden forsynes med et sensomotorisk indlæg. Den kan fabrikeres i 2-skaller, så det er nemmere at placere foden korrekt.

Den er let at sætte på foden, og den passer for det meste i standard fodtøj/FF.fodtøj.

Indikationer: Korrigerbar proneret fod, Valgus-hæl, kollapset fodbue og abduceret forfod. God bevægelighed i ankelled.

Kontraindikationer: Bandagisten vurderer nøje i det enkelte tilfælde.

DAFO (Dynamisk Fodkapsel)

Bandagisten analyserer det aktuelle behov, og designer derefter udformningen af fodkapslen.

Skinnen laves individuelt på vores tekniske afdeling efter bandagistens måltagning. Fabrikeres i plast med en tynd inderkal, der klikkes ind i yderskallen. Fremstilles i mange farver.

