



Mange af de, der er nødt til at benytte en stiv halskrave, oplever så store bivirkninger, at de ofte afslår at bruge kraven.

I samarbejde med fysioterapeuter på Bispebjerg Hospital har vi udviklet en halskrave, der både støtter halsen som en stivhalskrave, og samtidig giver frihed omkring struben og i nakkeregionen.


Den er let fjedrene i flexions-momentet, hvilket gør at brugerne ikke føler sig så låste.

Kraven kan både udstyres med højt bagstykke til kørsel eller forflytninger, eller et lavt bagstykke der blot giver modhold i flexions-momentet.

Indikationer: ALS, MS, Rheumatoid Artrit, følger efter frakturer, ved Trachestomi ect.

Kontraindikationer: Bandagisten vurderer i det enkelte tilfælde.

Materialer: Fjedrende formstøbt ring med polstring. Fås i mange farver og tåler vand og sæbe.



Cerviflex

Bandagisten analyserer det aktuelle behov, og designer derefter udformningen af ortosen og bevægelsesfrihed.

Ortosen laves individuelt på vores tekniske afdeling efter bandagistens måltagning. Den fabrikeres i plast.

