




Fodortose i blød skum med støttende plastikskal. Denne opbygning gør ortosen dynamisk. Soft-Cell FO® designes til at give bedst mulige proprioceptive feedback til brugeren, og kan desuden forsynes med et sensomotorisk indlæg. Den er let at sætte på foden, og den passer for det meste i standard fodtøj/FF.fodtøj.

Indikationer: Korrigerbar proneret fod, lille Valgus-hæl, kollapsede fodbue og abduceret forfod. God bevægelighed i ankelled.

Kontraindikationer: Bandagisten vurderer nøje i det enkelte tilfælde.



Soft-Cell FO®

Ortosen laves individuelt på vores tekniske afdeling efter bandagistens måltagning. Fabrikeres i plast. Fremstilles i mange farver.

